


Ventus 22 mm Ventileinsatz +NIST VAC



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900792

Beschreibung

Ventileinsatz für Ventus 22 mm

Gasart : VAC

Ausführung erfüllt die DIN EN ISO 7396-1 und die HTM 02-01.

Ventilbaugruppe bestehend aus:

- Absperrventil DN 20, G3/4"
- CU-Rohr 22mm Eingang / Ausgang
- Manometer -1...0 bar
- Drucksensor -1...6
- NIST Noteinspeisepunkt vor dem Absperrventil
- NIST Noteinspeisepunkt hinter dem Absperrventil
- Physische Trennstelle
- Gasartbeschriftung

Eigenschaften

Erfüllte Norm	DIN EN ISO 7396-1 & HTM 02-01
Gasart	VAC-Vakuum
NIST Noteinspeisepunkt	2 NIST Noteinspeisepunkte