

Winkelstecker VAC Tülle 7mm, DIN,ISO V4A



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 505152

Beschreibung

Winkelstecker für Vakuum

mit 7 mm Tülle

Steckervorderteil aus 1.4404 (Edelstahl)

Gasart: Vakuum / VAC

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (gelb)

Eigenschaften

Gasart

VAC-Vakuum