


Forano, Vorderteil, AGA, O2, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905140

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil AGA

Gasart: Sauerstoff / O2

Beschriftung: oxygen / O2

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage

auf Hinterteil FORANO. Ausführung erfüllt die

DIN EN ISO 9170-1

Steckeraufnahme gemäß SS 87 524 30

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung gemäß ISO 32.

Beschriftung Druckring: bedruckt

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff / O₂

Beschriftung: oxygen / O₂

Farbkennzeichnung: ISO 32

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff
