


Forano, Vorderteil, AGA, AGSS (UTL), ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905147

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil AGA

Gasart: AGSS (UTL)

Beschriftung: AGSS / UTL

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO. Ausführung erfüllt die
DIN EN ISO 9170-1;

Steckeraufnahme gemäß SS 87 524 30

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung gemäß ISO 32.

Beschriftung Druckring: bedruckt

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: AGSS (UTL)

Beschriftung: AGSS / UTL

Farbkennzeichnung: ISO 32

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

AGSS-UTL
