


Falke o. Flow N2O DIN +1DIN (kFI)



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910379

Beschreibung

Falke ohne Flow mit einer DIN Steckkupplung,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer,
DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Lachgas / N2O

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 12 (kleine Flasche)

Abgang: Steckkupplung DIN 13260 Teil 2, oben

Leistung: 450 kPa

Eigenschaften

Gasart N2O-Lachgas