

Ventus 22mm 1-fach Vorderteil+Hinterteil



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900877

Beschreibung

Etagen-Absperrkasten VENTUS 22mm
für 1 Medium, Vorderteil + Hinterteil

Gasart : *** Bitte angeben ***

Sprache Gebrauchsanweisung: deutsch, englisch, niederländisch, dänisch, ungarisch (unzutreffendes bitte löschen!)

Ausführung erfüllt die DIN EN ISO 7396-1 und die HTM 02-01.

Vorderteilbaugruppe bestehend aus:

- Stahlblechtür, pulverbeschichtet
- Öffnung über Scharniere seitlich
- Alarmeinheit 2-fach
- Magnetfolie zur Abdeckung der Warnung
- Putzausgleich bis zu 25mm
- Netzteil 230 V AC

Hinterteilbaugruppe bestehend aus:

- Einbau-Gehäuse zur Unterputzmontage

Die Alarmeinheit überwacht:

- Netzdruck zu hoch
- Netzdruck zu niedrig

Abmessungen

Eingang & Ausgang: 22 mm CU-Rohr

Vorderteil (BxHxT): 390 x 530 x 9 mm

Hinterteil (BxHxT): 330 x 470 x 77 mm

Alarmgrenzen der Warnung:

O₂, AIR, N₂O, CO₂: 500 kPa ± 20%

VAC: -40 kPa

AIR-800: 800 kPa ± 20%