

Kolibri 2 Schiene CH NIST O2 Standard



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 906445

Beschreibung

KOLIBRI 2, O₂, 0...15 l/min

- Standard CH SCHIENENGERÄT -

Raststufen:

0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zur Montage auf eine

Geräteschiene; Gaseingang NIST in der Schienenklemme integriert;

mit Handrad - stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

-> Mit spezieller, federbelasteter

Schienenklemme für bis zu 50mm Schienen <-

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...15 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	O ₂ -Sauerstoff
Norm Eingang	CH NIST
Variante	Standard