

Kolibri 2 Stecker DIN AIR Standard+ lang



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 906412

Beschreibung

KOLIBRI 2, AIR, 0...30 l/min

- Standard+ DIN STECKERGERÄT -

Version lang

Raststufen:

0 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Gesamtlänge "lang"

Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flow

(Abstand von Entnahmestelle bis Flowtülle):

75 mm (Zwischenstück 60mm)

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln

in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise
einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit
der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen
und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der
Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: med. Druckluft / AIR

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...30 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft
Norm Eingang	DIN
Variante	Standard+ Lang