


Forano, Vorderteil, DIN, O2 93, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905108

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

ISO 32 -

Gasart: Sauerstoff 93 / O2 93

Beschriftung: oxygen 93 / O2 93

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2
mit Park- und Betriebsstellung. Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

nach DIN EN ISO 9170-1 (ISO32 - weiß)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelemente

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff 93 / O2 93

Beschriftung: oxygen 93 / O2 93

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (weiß)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

O293-Sauerstoff 93
