

Schlauch, O2, 0,55m, DIN - NIST, fn



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500390

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Sauerstoff / O₂

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 0,55 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart O₂-Sauerstoff