


Med.-Schlauch 6x12 schwarz neutral O2



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900343

Beschreibung

Anschlussschlauch für med. Gase

Gewebeschlauch

Innendurchmesser: 6,7 +/- 0,15 mm

Wanddicke: 3,0 +/- 0,2 mm

Farbkennzeichnung: neutral schwarz

Gasart: Sauerstoff

Text für Außenschlauch (schwarz):

O2...125mm...O2...125mm...O2

VE: Rolle à 100 Meter

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff