

Vakuumregler Spatz -90 Schiene NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902622

Beschreibung

Vakuumregler Spatz-90, Schienengerät NIST

Medizinischer Vakuumregler nach dem Bypass-Prinzip,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil,
zum Befestigen an einer Geräteschiene (25x10 mm).
Der Gaseingang ist in der Schienenklemme integriert (NIST).

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

Niederdruck-Schlauchleitung VAC mit Ausgang NIST
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: NIST Gehäuse nach DIN EN ISO 18082

Regelbereich: -20 bis -85 kPa (-0,2 bis -0,85 bar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle