

# Vakuumregler Spatz -10 Stecker DIN



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 901915

## Beschreibung

Vakuumregler Spatz-10, Steckergerät DIN

Medizinischer Vakuumregler mit großem Vakuummeter (Ø 63mm),  
Feindosier- und Schnellschlussventil.

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Regelbereich: 0 bis -10 kPa (0 bis -100 mbar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle