

Sekretüberlaufsicherung 0,25 l AIR



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900911

Beschreibung

Sekretüberlaufsicherung AIR 0,25 L

Anschluss: 9/16-18 UNF Überwurfmutter

Abgang: Flowtülle

Inhalt: 0,25 l - APEC Kunststoff

0,25 l kompl. mit Überlaufsicherung
und Tülle passend für alle druckluft-
betriebenen Regler (SPECHT,
Anschluss seitlich zum Regler)

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft