


Forano, Vorderteil, BS, VAC, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905162

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil BS

Gasart: Vakuum / VAC

Beschriftung: vacuum / VAC

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß BS 5682.

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

Steckeraufnahme farbig gemäß DIN EN ISO 9170-1 (ISO32).

Beschriftung Druckring: bedruckt

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Beschriftung: vacuum / VAC

Farbkennzeichnung: gemäß DIN EN ISO 9170-1 (ISO32)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

VAC-Vakuum
