

## Verneblersteckventil mit Aufnahme AIR/O2



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 900765

### Beschreibung

Fitis Verneblersteckventil mit Aufnahme AIR/O2

Steckergerät

fest eingestellt mit Aufnahme (oben) und  
Kombistecker, zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle.

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 5 l/min  $\pm$  20%