

Vakuumregler High-Spatz -90 Schiene NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902623

Beschreibung

Vakuumregler High-SPATZ-90, VAC, Schiene NIST

- SCHIENENGERÄT -

Gasart: Vakuum

Leistung: regelbar zwischen 0 und -85 kPa (0 bis -0,85 bar)

Medizinischer Vakuumregler, mit Vakuummeter,

Feindosier- und Schnellschlussventil,

zum Befestigen an einer Geräteschiene (25x10mm)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

Niederdruck-Schlauchleitung VAC mit Ausgang NIST

(nicht im Lieferumfang enthalten)

SCHIENENGERÄT

Gasart: Vakuum

Anschluss: NIST Gehäuse nach DIN EN ISO 18082

Abgang: Vakuumtülle

Leistung: regelbar zwischen 0 und -85 kPa (0 bis -0,85 bar)