

Forano, Vorderteil, DIN, N2, neut



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905106

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

Neutral - Version III ab 08/2019

Gasart: Stickstoff / N2

Beschriftung: nitrogen / N2

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäss DIN 13260 Teil 2
mit Park- und Betriebsstellung. Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

farbneutral (schwarz)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch;

Cartridge inkl. Dichtelemente;

Technische Daten:

Gasart: Stickstoff / N2

Beschriftung: nitrogen / N2

Farbkennzeichnung: farbneutral (schwarz)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

N2-Stickstoff
