

Schlauch, AIR, 2m DIN-NIST, fn gewinke



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 505097

Beschreibung

Sonder-Niederdruck-Schlauchleitung

++ MukoStar ++

Schlauchleitung zur Versorgung des Gerätes

MukoStar mit Druckluft 5 bar aus einer Entnahmestelle;

Winkelstecker mit Schlauch

mit Rückschlagventil, Schlauchdurchmesser 6,7mm

und Geräteanschluss NIST - 90° gewinkelt

Spezifikation:

Gasart: medizinische Luft / AIR

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 2 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

90° gewinkelt

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft
