

Vakuumregler Specht -16 AIR Schiene NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902626

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Specht-16, Schienengerät NIST

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Vakuumerzeugung,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil,
Schalldämpfer und Filteraufnahme.

Zum Befestigen an einer Geräteschiene (25x10 mm).

Der Gaseingang ist in der Schienenklemme integriert (NIST).

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

Niederdruck-Schlauchleitung AIR mit Ausgang NIST

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: NIST Gehäuse nach DIN EN ISO 18082

Regelbereich: 0 bis -16 kPa (0 bis -160 mbar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft
