

Verneblersteckventil mit Klammer AIR



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500370

Beschreibung

Fitis Verneblersteckventil AIR

Steckergerät

Verneblersteckventil fest eingestellt, mit Seitenklammer,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle,
mit Flowtülle

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF/Flowtülle

Leistung: 5 l/min $\pm$ 20%

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft