


## Falke o. Flow N2O DIN +1DIN (grFI)



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 910385

### Beschreibung

Falke, ohne Flow mit 1 Steckkupplung,  
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;  
mit einer Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Lachgas / N2O

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 11 (große Flasche)

Abgang: Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2, unten

\*\*\*\*\*

Leistung: 450 kPa

### Eigenschaften

**Gasart** N2O-Lachgas