

Druckminderer Habicht mit Kolibri



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500046

Beschreibung

O2 Druckminderereinheit HABICHT

Absaug- und Insufflationseinheit,
mit Flaschenanschluss

Kombigerät mit Flaschenanschluss, Druckminderer
mit Hochdruckhandanschluss nach DIN 477, festeingestellt
auf 500 kPa (5 bar), mit Inhaltsmanometer, Sicherheitsventil,
Ejektor mit Vakuummeter; Kolibri Standard zur

Dosierung des Flows;

Lieferumfang ohne Überlauf- bzw. Befeuchterflasche

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Hochdruckhandanschluss nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle / Vakuumtülle

Leistung: 0...15 l/min; regelbar zwischen 0 und -85 kPa (0 bis -0,85 bar)

SN 500046 bis SN 500046