


Forano, Hintert, VS100M A re,DIN, BS,VAC



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903212

Beschreibung

Entnahmestelle Forano Basisblock (Hinterteil) DIN/AGA/NF/BS

Gasartspezifischer Basisblock für den Einbau in
Trilux Medienversorgungs kanal VS100.

Basisblock mit Distanzscheibe und Befestigungssteg;
hartverlötetem Kupferrohr, Rückschlag- und Wartungsventil integriert.

Lieferumfang:

- gasartspezifischer Basisblock mit Cu-Rohr
- Distanzscheibe (2 St.)
- Befestigungssteg

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Standard AGA: UTL (AGSS)

Einbauart: Trilux VS100 M (A)

Eingang: Cu-Rohr 8x1 mm gebogen, rechts

Eigenschaften

