

Kolibri, Stecker DIN O2 Standard ISO32



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902160

Beschreibung

Kolibri, O₂, 0...15 l/min

- Standard/STECKERGERÄT -

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF
und Flowtülle

Handrad in ISO32 - weiß für O₂

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 88 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flowtülle)

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
