


Winkelstecker O2 Tülle 7mm, DIN, ISO V4A



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 505150

Beschreibung

Winkelstecker für Sauerstoff
mit 6 mm Tülle und Rückschlagventil
Steckervorderteil aus 1.4404 (Edelstahl)

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (weiß)

Eigenschaften

Gasart	O ₂ -Sauerstoff
---------------	----------------------------