

Doppelkolibri, NIST, O2 Standard



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902678

Beschreibung

O2 - Doppel-Kolibri, 0...15 l/min Standard

SCHIENENGERÄT NIST

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002;

Flow wird über ein Handrad in 10 Raststufen
eingestellt; Gaseingang NIST in Schienenklemme
integriert; Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff O2

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 2 x 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 2 x 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff