

Kolibri, Stecker BS, O2 Standard



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901440

Beschreibung

Kolibri, O2, Standard, BS

STECKERGERÄT

Medizinisches Kompaktflowmeter nach
DIN EN ISO 15002, zum Einkuppeln
in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Stecker Typ BRITISH STANDARD

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
