

Habicht Schiene, O2, NIST, Kolibri antim



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500092

Beschreibung

Notversorgungseinheit

Absaug- und Insufflationseinheit, für Sauerstoff

SCHIENENGERÄT NIST

ANTIMAGNETISCH

Kombigerät zur Befestigung an einer Geräteschiene;
Gasversorgung über einen Druckminderer oder
eine Gasentnahmestelle; Ejektorregler mit
Vakuummeter, Feinregulierungsventil und Schalldämpfer
mit Filteraufnahme; Kompaktflowmeter Kolibri mit
10 Flow-Raststufen

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang Flowmeter: 9/16-18 UNF mit Flowtülle

Abgang Ejektor: Vakuumtülle

bestehend aus:

- Schienenklemme mit Druckeingang NIST
- Verteilerblock, Distanzstück
- Kolibri Standard 0...15 l/min
- Ejektor-Regler, 0 bis -0,9 bar