

Kolibri, Stecker DIN, O2 Standard antim.



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500231

Beschreibung

Kolibri, O₂, 0...15 l/min, antimagnetisch

- Standard/Steckergerät -

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Ausführung: Antimagnetisch

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 88 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flowtülle)

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
