

Kolibri 2 Stecker MEDAP O2 Standard



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 906450

Beschreibung

KOLIBRI 2, O₂, 0...15 l/min

- Standard MEDAP STECKERGERÄT -

Raststufen:

0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln
in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise
einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit
der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen
und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der
Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker geeignet für MEDAP

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...15 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	O ₂ -Sauerstoff
Norm Eingang	MEDAP
Variante	Standard