

AGFS Forano AIR UP/HW Typ1L



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902073

Beschreibung

AGFS FORANO Typ1

für Unterputz- und Hohlwandmontage

nach DIN EN ISO 9170-2, mit Ejektor,
Abluftrückführung, mit Schauzeichen
zur Betriebskontrolle, im Edelstahlgehäuse
(146 x 135 x 64 mm), sowie Frontplatte aus
Edelstahl (174 x 174 mm)

Leistung: min. 50 l/min bei 500 kPa (5 bar)

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: Cu-Rohr Ø 8 mm

Abgang: Abluft Cu-Rohr Ø 15 mm

Eigenschaften

