

Sekretüberlaufsicherung 0,25 l AIR ANTI



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500232

Beschreibung

Sekretüberlaufsicherung AIR antimagnetisch 0,25 l

Anschluss: 9/16-18 UNF Überwurfmutter

Abgang: Flowtülle

Inhalt: 0,25 l - APEC Kunststoff

ANTIMAGNETISCH

0,25 l kompl. mit Überlaufsicherung
und Tülle, passend für alle druckluft-
betriebenen Regler (SPECHT,
Anschluss seitlich zum Regler,
ANTIMAGNETISCH

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft