

Schlauch, AIR, 3m, DIN - NIST, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902415

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 3 m

Farbkennzeichnung: ISO 32 (schwarz/weiß)

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

