

Kolibri 2 doppel Schiene NIST O2 Standar



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 906428

Beschreibung

KOLIBRI 2, O₂, 0...15 l/min

- Standard - Doppel - SCHIENENGERÄT -

Raststufen (2x):

0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Doppel-Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zur Montage auf eine
Geräteschiene 25x10mm; Gaseingang NIST in der
Schienenklemme integriert; mit Handrad - stufenweise
einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit
der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen

und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der
Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...15 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

2x 900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	O ₂ -Sauerstoff
Norm Eingang	NIST
Variante	Standard