

ConPort V2A - Specht-90, AIR



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902152

Beschreibung

Tragbares Absauggerät ConPort mit Druckluft-Absauggerät Specht -90

Medizinische, tragbare Absaugeinheit - Druckluftbetrieben -
inklusive Edelstahl-Trageeinheit zur Aufnahme von 2 Stück
Absaugbehälter MEDELA 1,5 L oder Serres 1,0 L.

Das Tragegestell verfügt über einen stabilen Handgriff und eine
Halterung für eine Geräteschiene 25x10 mm.

Die Regeleinheit befindet sich im Frontbereich,
was dem Bediener einen schnellen und direkten Zugriff erlaubt.
Der Gaseingang als NIST Kupplung befindet sich im hinteren Teil
des Gerätes, so dass die versorgende Schlauchleitung außerhalb
des Arbeitsbereiches liegt.

Lieferumfang:

- druckluftbetriebener Vakuumregler mit Feindosier- und Schnellschlussventil

- Vakuummeter
- Tragegestell, Edelstahl V2A
- 2 Stück Aufnahme für Sekretbehälter

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: Vakuumtülle

Leistung: regelbar zwischen 0 und -85 kPa

Gewicht: ca. 3 kg (ohne Behälter)