

Doppelflowmeter, DIN, O₂, 0-15l/min



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900745

Beschreibung

Doppelflowmeter

-STECKERGERÄT-

Medizinisches Doppelflowmeter,
druckkompensiert nach DIN EN ISO 15002,
mit Feinregulierventil zur Dosierung des Flows,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 2 x 9/16-18 UNF

Leistung: je 0...15 l/min stufenlos regelbar

Vordruck: 450 kPa +/- 50 kPa

Eigenschaften

