

## Kolibri 2 Stecker DIN O2 Standard+ lang



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 906406

### Beschreibung

KOLIBRI 2, O<sub>2</sub>, 0...30 l/min

- Standard+ DIN STECKERGERÄT -

Version lang

Raststufen:

0 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Gesamtlänge "lang"

Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flow

(Abstand von Entnahmestelle bis Flowtülle):

75 mm (Zwischenstück 60mm)

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln

in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise

einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O<sub>2</sub>

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...30 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

## Eigenschaften

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Gasart</b>       | O <sub>2</sub> -Sauerstoff |
| <b>Norm Eingang</b> | DIN                        |
| <b>Variante</b>     | Standard+ Lang             |