

Winkelstecker O2 93 Tülle 7mm DIN ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900645

Beschreibung

Winkelstecker für O2 93
mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Gasart: Sauerstoff 93

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: ISO 32

Eigenschaften

Gasart	O2 93-Sauerstoff 93
---------------	---------------------