


Falke o. Flow easy O2 DIN 3/8"



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910372

Beschreibung

Falke "easy", 450 kPa, G3/8",
Kompaktdruckminderer mit Hochdruckhandanschluss
nach DIN 477, Inhaltsmanometer, freier Flow bei einem
Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Hochdruckhandanschluss nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: G3/8" mit RV, unten

Leistung: 450 kPa

Eigenschaften

Gasart O₂-Sauerstoff