


Ventus 22mm Ventileinsatz AIR Sensor16 b



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900779

Beschreibung

Ventileinsatz für Ventus 22mm

Gasart : AIR

Ausführung erfüllt die DIN EN ISO 7396-1

Ventilbaugruppe bestehend aus:

- Absperrventil DN 20, G3/4"
- CU-Rohr 22mm Eingang / Ausgang
- Manometer 0...16 bar
- Drucksensor 0... 16 bar
- NIST Noteinspeisepunkt
- Physikalische Trennstelle
- Gasartbeschriftung

Eigenschaften

Erfüllte Norm	DIN EN ISO 7396-1
Gasart	AIR-Druckluft
NIST Noteinspeisepunkt	1 NIST Noteinspeisepunkt