


Kolibri, Stecker MEDAP, AIR Standard



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901584

Beschreibung

Kolibri, Standard

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

STECKERGERÄT

Gasart: Druckluft / AIR

Anschluss: MEDAP Stecker

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...15 l/min

Eigenschaften

Gasart AIR-Druckluft