


Forano, Vorderteil, DIN, AIR-800, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905109

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

ISO 32 -

Gasart: Druckluft-800 / AIR-800

Beschriftung: medical air 800 / AIR-800

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2
mit Park- und Betriebsstellung. Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

nach DIN EN ISO 9170-1 (ISO32 - schwarz weiß)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelemente

Technische Daten:

Gasart: Druckluft 800 / AIR-800

Beschriftung: medical air 800 / AIR-800

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (schwarz-weiß)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

AIR-800-Druckluft 8bar
