


Med.-Schlauch 6x12 schwarz/weiß ISO AIR



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900342

Beschreibung

Anschlussschlauch für med. Gase

Gewebeschlauch

Innendurchmesser: 6,7 +/- 0,15 mm

Wanddicke: 3,0 +/- 0,2 mm

Gasart: Druckluft

Farbkennzeichnung: ISO AIR

für med. Gase, schwarz/weiß gestreift

Text für Außenschlauch (weiß):

AIR...125mm...AIR...125mm...AIR

VE: Rolle à 100 Meter

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft