


## Falke m. Flow Stand O2 DIN antimag +1DIN



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 500158

### Beschreibung

Falke mit Flow, Standard O2 DIN 9/16-18UNF  
mit 1 DIN Steckkupplung  
++ ANTIMAGNETISCH ++

Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer,  
stufenweise einstellbarer Durchfluss,  
DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: 9/16-18 UNF (nach unten, mit Flowtülle)

1 Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2 (nach oben)

Leistung: 0...15 l/min;

450 kPa / 120 l/min Steckkupplung

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

### Eigenschaften

