

Flowmeter, NF, O₂, 0-15l/min



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901500

Beschreibung

Flowmeter, O₂, 0...15 l/min, NF

- STECKERGERÄT -

Medizinisches Flowmeter, druckkompensiert nach
DIN EN ISO 15002, mit Feinregulierventil zur
Dosierung des Flows, zum Einkuppeln in
eine Entnahmestelle

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Stecker Typ NORME FRANCAISE

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...15 l/min

Vordruck: 450 kPa +/- 50 kPa

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
