


Falke o. Flow easy O2 DIN 9/16



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910373

Beschreibung

Falke easy "RD", 450 kPa, 9/16-18UNF,
Kompaktdruckminderer mit Hochdruckhandanschluss
nach DIN 477, Inhaltsmanometer, freier Flow bei einem
Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Hochdruckhandanschluss nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: 9/16 -18UNF (Flowtülle) unten

Leistung: 450 kPa

Eigenschaften

Gasart O₂-Sauerstoff