

Forano, Hinterteil, UP/HW, DIN, BS, VAC



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903252

Beschreibung

Entnahmestelle Forano Basisblock (Hinterteil) DIN/AGA/NF/BS

Gasartspezifischer Basisblock für den Einbau in feste Mauerwände (Unterputzmontage) oder in Hohlwände. Einbaugehäuse mit Gewinding zum nachträglichen Höhenausgleich (bis zu 25 mm). Basisblock mit hartverlötetem Kupferrohr; Rückschlag- und Wartungsventil integriert.

Lieferumfang:

- gasartspezifischer Basisblock mit Cu-Rohr
- Einbaugehäuse mit Höhenausgleich
- Kamin (zum Schutz des Cu-Rohres)
- Staubschutzkappen

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Standard AGA: UTL (AGSS)

Einbauart: Unterputz-/Hohlwandmontage

Eingang: Cu-Rohr 8x1 mm gerade, oben

Eigenschaften

Gasart	VAC-Vakuum
--------	------------
