

Vakuumregler Specht -90 AIR Stecker DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900960

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Specht-90, Steckergerät DIN

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Vakuumerzeugung,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil,
Schalldämpfer und Filteraufnahme.

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Regelbereich: 0 bis -85 kPa (0 bis -0,85 bar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart AIR-Druckluft