

Vakuumregler Specht -60, AIR Stecker DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901590

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Specht-60, Steckergerät DIN

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Vakuumerzeugung,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil,
Schalldämpfer und Filteraufnahme.

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Regelbereich: 0 bis -60 kPa (0 bis -0,60 bar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart AIR-Druckluft